

# Certificate of Conformity

Konformitätsbescheinigung  
Certificat de Conformité  
Certificato di conformità  
Certificado de conformidad  
Certificado de Conformidade



Page 1 of 2

## Part Number

Teilnummer / Référence / Codice Prodotto /  
Número de pieza / Número da peça

A816-1  
A816-2  
A816-5  
A816-10  
A816-25  
A816-50  
A816-100

## Description

Bezeichnung / Description / Descrizione /  
Descripción / Descrição

Tri Ferrule Bottles

## Material

Werkstoff / Matériau / Materiale / Material /  
Material:

### Body & Lid

316L Stainless Steel

316L Edelstahl / Acier inoxydable 316L / Acciaio inossidabile 316L /  
Acero inoxidable 316L / Aço inoxidável 316L

### Clamp

304 Stainless Steel

304 Edelstahl / Acier inoxydable 304 / Acciaio inossidabile 304 /  
Acero inoxidable 304 / Aço inoxidável 304

### Lid Gasket

Silicone Rubber

Silikonummi / Caoutchouc de silicone / Silicone / Silicona /  
Silicone

## Date

Datum / Date / Data / Fecha / Data:

21 February 2023

## English

- We confirm that all the lids and bodies of the containers listed above are manufactured from 316L stainless steel.
- The Lid Gasket is manufactured from silicone that conforms to FDA 21 CFR 177.2600.
- The polymers used in the manufacture of this gasket are certified as being BSE/TSE free
- The polishing compounds used in the manufacture of these products are of vegetable origin and so are certified BSE/TSE free.
- The information detailed above has been given to us by our suppliers, it is passed on in good faith and is to the best of our knowledge correct.

## Deutsch

- Wir bestätigen, dass alle Deckel und Gehäuse der oben aufgeführten Behälter aus 316L-Edelstahl hergestellt sind.
- Die Dichtung ist aus Silikon hergestellt, das FDA 21 CFR 177.2600 entspricht.
- Die Polymere, die für die Herstellung dieser Dichtung verwendet wurden, sind nachweislich BSE/TSE-frei.
- Die Poliersubstanzen, die bei der Herstellung dieser Artikel verwendet wurden, sind pflanzlichen Ursprungs und nachweislich BSE/TSE-frei.
- Die obenstehenden Informationen wurden uns von unseren Zulieferern mitgeteilt und werden in Treu und Glauben nach unserem jüngsten Wissensstand weitergeleitet.

## Français

- Nous certifions que les couvercles et récipients listés ci-dessus sont fabriqués en acier inoxydable type 316L.
- La rondelle est en silicone conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2600.
- Les polymères utilisés dans la fabrication de cet rondelle sont certifiés comme ne contenant aucune trace d'ESB ni d'ESST
- Les composés de polissage utilisés dans la fabrication de ces produits est d'origine végétale et sont donc certifiés comme ne contenant aucune trace d'ESB / ESST.

# Certificate of Conformity

Konformitätsbescheinigung  
Certificat de Conformité  
Certificato di conformità  
Certificado de conformidad  
Certificado de Conformidade



Page 2 of 2

- Les informations mentionnées ci-dessus ont été données par nos fournisseurs, elles sont transmises en bonne foi et, au meilleur de notre connaissance, sont exactes.

## Italiano

- Si dichiara che tutti i coperchi e i corpi dei contenitori sopraelencati sono stati prodotti con acciaio inossidabile 316L.
- La guarnizione è realizzata in silicone certificato FDA 21 CFR 177.2600
- I polimeri utilizzati nella costruzione di questo prodotti sono certificati BSE/TSE free
- I composti lucidanti utilizzati nella produzione di questi prodotti sono di origine vegetale e quindi certificati BSE/TSE free.
- Le informazioni sopra ci sono state fornite da i nostri fornitori, vengono trasmesse in buona fede e in base alle nostre conoscenze.

## Español

- Confirmamos que todas las tapaderas y los cuerpos de los recipientes enumerados más arriba están fabricados con acero inoxidable 316L.
- La junta está fabricada con silicona que se ajusta a la FDA 21 CFR 177.2600.
- Certificamos que los polímeros utilizados en la fabricación de estos productos están libres de BSE/TSE
- Los compuestos de pulido utilizados en la fabricación de estos productos son de origen vegetal y por lo tanto se certifica que están libres de BSE/TSE.
- 
- La información detallada más arriba nos ha sido facilitada por nuestros proveedores, la transmitimos de buena fe y la consideramos correcta a nuestro mejor saber y entender.

## Português

- Confirmamos que todas as tampas e corpos dos recipientes listados acima são fabricados em aço inoxidável 316L.
- O selo é fabricado a partir de silicone que está de acordo com FDA 21 CFR 177.2600.
- Os polímeros utilizados na fabricação destes produtos são certificados como sendo BSE / TSE free.
- Os compostos de polimento durante a fabricação destes produtos são de origem vegetal e estão certificados da isenção de contaminação com BSE/TSE.
- A informação acima foi fornecida a nós pelos nossos fornecedores, a informação transmitida é boa fé e é o melhor do nosso correcto conhecimento.

## For and on behalf of Sampling Systems Ltd.

Für und im Namen von Sampling Systems Ltd.  
Pour et au nom de Sampling Systems Ltd.  
Da e per conto di Sampling Systems Ltd.  
En nombre y por cuenta de Sampling Systems Ltd.  
Por e em nome de Sampling Systems Ltd.

Kuldeep Flora  
Quality Manager

---

This certificate is valid for 3 years from the date given above.  
Diese Bescheinigung gilt für 3 Jahre ab dem obenstehenden Datum.  
Ce certificat est valable 3 ans à compter de la date indiquée ci-dessus.  
Questo certificato è valido per 3 anni dalla data indicata sopra.  
Este certificado es válido durante 3 años a partir de la fecha especificada más arriba.  
Este certificado é válido por 3 anos a partir da data indicada acima.

---

