

Certificate of Conformity

Konformitätsbescheinigung
Certificat de Conformité
Certificato di conformità
Certificado de conformidad
Certificado de Conformidade



Page 1 of 2

Part Number

Teilnummer / Référence / Codice Prodotto /
Número de pieza / Número da peça

A836-250
A836-500
A836-1000

Description

Bezeichnung / Description / Descrizione /
Descripción / Descrição

Stainless Bottles

Material

Werkstoff / Matériau / Materiale / Material /
Material:

Body / Gehäuse / Bouteille / Corpi / Cuerpos / Corpos

- 316L Stainless Steel / 316L Edelstahl / Acier inoxydable 316L / Acciaio inossidabile 316L / Acero inoxidable 316L / Aço inoxidável 316L

Lid / Deckel / Couvercle / Coperchi / Tapaderas / Tampas

- 316L Stainless Steel / 316L Edelstahl / Acier inoxydable 316L / Acciaio inossidabile 316L / Acero inoxidable 316L / Aço inoxidável 316L

Gasket / Dichtung / Joint / Guarnizioni / Juntas / Gaxeta

- Silicone Rubber / Silikongummi / Caoutchouc de silicone / Silicone / Silicona / Silicene

Date

Datum / Date / Data / Fecha / Data:

20 December 2024

English

- We confirm that all the lids and bodies of the containers listed above are manufactured from 316L stainless steel.
- The silicone gaskets are manufactured from virgin silicone rubber which conforms to FDA 21 CFR 177.2600 and USP Class VI.
- The polishing compounds used in the manufacture of these products are of vegetable origin and so are certified BSE/TSE free.
- The information detailed above has been given to us by our suppliers, it is passed on in good faith and is to the best of our knowledge correct.

Deutsch

- Wir bestätigen, dass alle Deckel und Gehäuse der oben aufgeführten Behälter aus 316L-Edelstahl hergestellt sind.
- Die Silikondichtungen sind aus reinem Silikongummi, der FDA CRF 177.2600 und USP Kat. VI entspricht, hergestellt.
- Die Poliersubstanzen, die bei der Herstellung dieser Artikel verwendet wurden, sind pflanzlichen Ursprungs und nachweislich BSE/TSE-frei.
- Die obenstehenden Informationen wurden uns von unseren Zulieferern mitgeteilt und werden in Treu und Glauben nach unserem jüngsten Wissensstand weitergeleitet.

Français

- Nous certifions que les couvercles et récipients listés ci-dessus sont fabriqués en acier inoxydable type 316L.
- Les joints en silicone sont fabriqués à partir de caoutchouc de silicone vierge qui est conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2600 et USP Class VI
- Les composés de polissage utilisés dans la fabrication de ces produits est d'origine végétale et sont donc certifiés comme ne contenant aucune trace d'ESB / ESST.
- Les informations mentionnées ci-dessus ont été données par nos fournisseurs, elles sont transmises en bonne foi et, au meilleur de notre connaissance, sont exactes.

Italiano

- Si dichiara che tutti i coperchi e i corpi dei contenitori sopraelencati sono stati prodotti con acciaio inossidabile 316L.



Sampling Systems Ltd.

2 Trillennium Point, Gorsey Lane, Coleshill. B46 1JU. UK.
Tel: +44(0)1675 466992 Email: info@sampling.com Web: www.sampling.com

Certificate of Conformity

Konformitätsbescheinigung
Certificat de Conformité
Certificato di conformità
Certificado de conformidad
Certificado de Conformidade



Page 2 of 2

- Le guarnizioni di silicone sono state prodotte con gomma di silicone vergine conforme a FDA 21 CFR 177.2600 e USP Class VI
- I composti lucidanti utilizzati nella produzione di questi prodotti sono di origine vegetale e quindi certificati BSE/TSE free.
- Le informazioni sopra ci sono state fornite da i nostri fornitori, vengono trasmesse in buona fede e in base alle nostre conoscenze.

Español

- Confirmamos que todas las tapaderas y los cuerpos de los recipientes enumerados más arriba están fabricados con acero inoxidable 316L.
- Las juntas de silicona están fabricadas con caucho de silicona virgen que se ajusta a la FDA 21 CFR 177.2600 y USP Clase VI.
- Los compuestos de pulido utilizados en la fabricación de estos productos son de origen vegetal y por lo tanto se certifica que están libres de BSE/TSE.
- La información detallada más arriba nos ha sido facilitada por nuestros proveedores, la transmitimos de buena fe y la consideramos correcta a nuestro mejor saber y entender.

Português

- Confirmamos que todas as tampas e corpos dos recipientes listados acima são produzidos com aço inoxidável 316L.
- A gaxeta de silicone é fabricada com borracha de silicone virgem de acordo com a FDA 21 CFR 177.2600 e USP Classe VI.
- Os compostos de polimento durante a fabricação destes produtos são de origem vegetal e estão certificados da isenção de contaminação com BSE/TSE.
- A informação acima foi fornecida a nós pelos nossos fornecedores, a informação transmitida é boa fé e é o melhor do nosso correcto conhecimento.

For and on behalf of Sampling Systems Ltd.

Für und im Namen von Sampling Systems Ltd.
Pour et au nom de Sampling Systems Ltd.
Da e per conto di Sampling Systems Ltd.
En nombre y por cuenta de Sampling Systems Ltd.
Por e em nome de Sampling Systems Ltd.

Kuldeep Flora
Quality Manager

This certificate is valid for 3 years from the date given above.
Diese Bescheinigung gilt für 3 Jahre ab dem obenstehenden Datum.
Ce certificat est valable 3 ans à compter de la date indiquée ci-dessus.
Questo certificato è valido per 3 anni dalla data indicata sopra.
Este certificado es válido durante 3 años a partir de la fecha especificada más arriba.
Este certificado é válido por 3 anos a partir da data indicada acima.



Sampling Systems Ltd.

2 Trillennium Point, Gorsey Lane, Coleshill. B46 1JU. UK.
Tel: +44(0)1675 466992 Email: info@sampling.com Web: www.sampling.com